

แป้นปิดรอบลำไส้ (Colostomy Ring)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คุณลักษณะทั่วไป

1. เป็นแผ่นสำหรับปิดผิวหนังรอบ ๆ ทวารเทียม เพื่อป้องกันการระคายเคืองจากของเสียจากช่องเปิดลำไส้ (Stoma) และช่วยป้องกันไม่ให้ของเสียรั่วซึม
2. แผ่นแป้น ที่มีวงสำหรับครอบงู้งได้ มีช่องหรือรูตรงกลางสำหรับใช้กรรไกรตัด ขนาดตาม Stoma
3. ใช้คู่กับถุงรองรับสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ ขนาดดังนี้
 - ถุงรองรับอุจจาระ ขนาด 45-50 mm
 - ถุงรองรับอุจจาระ ขนาด 51-60 mm
 - ถุงรองรับอุจจาระ ขนาด 61-80 mm
4. แผ่นสำหรับปิดผิวหนังรอบ ๆ ทวารเทียมเนื้อวัสดุทำจากสารธรรมชาติ Hydrocolloid ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง มีความยืดหยุ่น แน่นกระชับ ป้องกันการรั่วซึมของสิ่งขับถ่ายไม่ให้เข้าไปกีดเซาะผิวหนังรอบทวารเทียมของผู้ป่วยได้
5. กาวของแป้นที่ยึดติดกับผิวหนังทนต่อความชื้น ระยะเวลาในการใช้สามารถติดอยู่ที่ผิวหนังหน้าท้องได้ประมาณ 3-7 วัน ใช้ร่วมกับถุงบรรจุอุจจาระปลายเปิดและปลายปิดขนาดเดียวกัน
6. มีส่วนประกอบของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ช่วยในการพุงตัวแป้นหรือมีหูสำหรับสายรัดที่ตัวแป้นหรือมีหูสำหรับสายรัดที่ตัวถุง เพื่อให้ตัวแป้นกระชับกับผิวหนังมากขึ้น
7. แป้นมีระบบ Locking Systems/Audible Clicking Lock / หรือ Clap lock แป้นและถุงหรือมีคุณลักษณะที่ทำให้ปิดล็อกสนิทไม่ทำให้หลุดง่าย
8. เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปอเมริกาทวีปเอเชียและทวีปยุโรป
9. รหัสสินค้า บริษัทผู้ผลิตหรือ เลขที่รุ่นที่ผลิต สามารถใช้อ้างอิงได้ที่กระดาดปิดทุกแป้นหรือที่กล่องบรรจุ
10. มี Lot No. ที่ผลิต และ เดือน ปี หมดอายุ ที่กล่องบรรจุ
11. มีเอกสารรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ไม่เคยผ่านการทดลองใช้งานมาก่อนหรือไม่มีการใช้นานเกิน 2 ปีต้องมีการประเมินจากผู้ใช้อีกก่อน
2. อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ก่อนหมดอายุ
3. กำหนดส่งมอบของภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อของโรงพยาบาล
4. นำตัวอย่างมาในวันเปิดซอง ขนาดละ 10 ชิ้น
5. พิจารณาร่วมกันระหว่างแป้นปิดรอบลำไส้และถุงรองรับอุจจาระ

ถุงรองรับอุจจาระ (Colostomy Bag)

คุณลักษณะทั่วไป

1. เป็นถุงรองรับอุจจาระหรือของเสียจากรูทวารเทียมทางหน้าท้อง ใช้คู่กับแป้นยึดผิวหนังในขนาดและแบบเดียวกัน ชนิด 2 ชิ้น (two pieces system)
2. ขนาดถุงรองรับสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ ขนาดดังนี้
 - ถุงรองรับอุจจาระ ขนาด 45-50 mm
 - ถุงรองรับอุจจาระ ขนาด 51-60 mm
 - ถุงรองรับอุจจาระ ขนาด 61-80 mm
 - ออกแบบให้ยึดติดกับแป้นได้
3. วัสดุที่มีลักษณะนิ่มลดการเสียดสีระหว่างผิวหนัง และลดเสียงระหว่างการเคลื่อนไหว มีความยืดหยุ่น แน่นกระชับกับแป้น ไม่เกิดการรั่วซึม
4. ถุงเป็นวัสดุทำจาก PVC ที่ได้มาตรฐาน ไม่รั่วซึม สามารถกักเก็บกลิ่นและแก๊สในถุงได้ดี ทำให้ผู้ป่วยมั่นใจ
5. ถุงมีปลายปิดและเปิด ที่สามารถพับปิด – เปิด ได้ในตัวและมีที่หนีบปิดปลายถุงครบตามจำนวนถุงและสามารถปิดได้อย่างสนิทโดยไม่ทำให้อุจจาระหรือของเสียรั่วออกมา
6. ขนาดปากถุงส่วนปลายกว้างมีความสะดวกในการทำความสะดวกแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง
7. ผิวของถุงมีสีขุ่น ทำให้ไม่เห็นสิ่งขับถ่ายภายใน
8. เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปอเมริกา ทวีปเอเชียและทวีปยุโรป
9. มี Lot No. ที่ผลิต และ เดือน ปี หมดอายุ ที่กล่องบรรจุ
11. มีเอกสารรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. หากเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ไม่เคยผ่านการทดลองใช้งานมาก่อนหรือไม่มีการใช้นานเกิน 2 ปี ต้องมีการประเมินจากผู้ใช้อีกก่อน
2. อายุของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ก่อนหมดอายุ
3. กำหนดส่งมอบของภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อของโรงพยาบาล
4. นำตัวอย่างมาในวันเปิดซอง ขนาดละ 10 ชิ้น
5. พิจารณาร่วมกันระหว่างแป้นปิดรอบลำไส้และถุงรองรับอุจจาระ